

## COMUNICATO STAMPA

### Il gruppo SOTAX rilancia il friabilometro per compresse FT 2

**Febbraio 2015: Il friabilometro per compresse FT2 , a marchio SOTAX, viene ora prodotto con marchio della linea Dr. Schleuniger® Pharmatron. Il ben noto friabilometro per compresse FT 2 è ora disponibile nel nuovo disegno Dr. Schleuniger® Pharmatron. Robusto, facile da usare e conforme GMP/GLP, ripropone le stesse funzioni del FT2.**

L' FT 2 utilizza un meccanismo guida senza manutenzione, con velocità di rotazione programmabile (20 - 50 rpm), che assicura un' avviamento ed uno stop del tamburo progressivi. I tamburi realizzati in plastica antistatica sono progettati per evitare eventuali slittamenti, garantendo estrema precisione della velocità di rotazione.

Allo start del test, il tamburo si posiziona automaticamente per favorire il carico. Un apertura nel tamburo consente il facile inserimento delle compresse, evitando così la rimozione del tamburo stesso. Al termine del test le compresse vengono automaticamente scaricate dalla stessa apertura nel cassetto sottostante.

Le letture di peso prima e dopo il test possono essere inserite manualmente oppure in modalità automatica direttamente dalla bilancia ad esso collegata. I reports includono i parametri di test quali data e ora, la matricola dello strumento, come pure i dati identificativi dell'utente ed i dettagli relativi al prodotto da testare. Il software q-doc prolab® completa il Sistema, consentendo all'utente la raccolta e la gestione dei dati di tutti gli strumenti per test fisici prodotti sia da SOTAX che Dr. Schleuniger® Pharmatron – dai durometri ai disgregatori, dal pigiatore volumetrico alla scorrevolezza delle polveri. Oltre a queste apparecchiature è possibile gestire dispositivi esterni quali balance analitiche, calibri digitali e analizzatori alogeni di umidità. Se collegati in rete i batches vengono registrati una sola volta, con la possibilità di raccogliere dati di misura da differenti apparecchiature. I reports di misura relativi ai batches possono essere approvati e rilasciati elettronicamente ed archiviati nel q-doc, qualora desiderato. Inoltre è possibile esportare dati ad un LIMS.

**Per ulteriori informazioni:** [www.sotax.com/FT2](http://www.sotax.com/FT2)



*Foto:*

*Alto:*

- *Sinistra:* FT 2 Friability Tester
- *Destra:* FT 2 Friability Tester

*Basso:*

*Sinistra:* Navigazione con iButton



Notizie sulla Dr. Schleuniger® Pharmatron:

*Dr. Schleuniger® Pharmatron è un marchio che appartiene al Gruppo SOTAX. Con oltre 20'000 apparecchi sul mercato internazionale ed oltre 40 anni di esperienza, la tecnologia del rilevamento della durezza della Dr. Schleuniger® Pharmatron è nota in tutto il mondo per la sua accuratezza ed affidabilità. Il Gruppo SOTAX è leader internazionale nello sviluppo e produzione di apparecchiature per test di dissoluzione, sistemi automatici per la preparazione dei campioni e strumenti per test fisici di solidi orali pertinenti al settore farmaceutico. Con una rete internazionale di tecnici specialisti la società è indiscusso fornitore di servizi quali installazione, manutenzione, rettifica guasti e qualifica per le apparecchiature SOTAX, Dr. Schleuniger® Pharmatron e ex-Zymark.*

**Contatti:**

**SOTAX S.r.l.**

Via Milazzo 14  
24124 Bergamo

Contatto: Gianfranco Zucchetti  
Tel.: +39 320 388 34 98  
E-mail: [sotaxitalia@sotax.com](mailto:sotaxitalia@sotax.com)  
Web: [www.sotax.com](http://www.sotax.com)